



## Foco Infrarrojo para Terapia OP-TER12250 OPALUX

### Descripción

### PRECAUCIÓN

El foco no debe usarse al aire libre o en áreas expuestas a líquidos o humedad. No use el foco a menos de 18 pulgadas (46 cm) de la superficie de irradiación prevista o donde esté expuesta a líquidos o materiales inflamables.

### ADVERTENCIA

El foco caliente puede causar quemaduras como resultado de una exposición prolongada. No lo use alrededor de piel sensible. No se recomienda su uso alrededor de personas discapacitadas, niños o animales sin supervisión.

### ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	OP-TER12250
<b>MARCA</b>	Opalux
<b>TIPO</b>	Foco Infrarrojo
<b>POTENCIA DE ILUMINACIÓN</b>	250 Watts
<b>VOLTAJE</b>	220V AC
<b>COLOR DE LUZ</b>	Infrarroja
<b>BASE</b>	E27
<b>FRECUENCIA DE TRABAJO</b>	60Hz
<b>VIDA ÚTIL</b>	5000 horas